

NEBULIZZATORI NEBULIZERS NÉBULISEURS

GLUBRAN[®]2



Applicatori per Laparoscopia

Applicators for Laparoscopy

Applicateurs de laparoscopie

Consentono di applicare il Glubran 2 in forma nebulizzata in interventi chirurgici per via laparoscopica e toracosopia. Sono dispositivi monouso, sterili, dotati di un sistema di propulsione gassosa autonomo. Indicati per essere utilizzati con trocar di 5 mm di diametro.

They allow to apply Glubran 2 as spray forms in surgical laparoscopic and thoracoscopic procedures. They are single-use, sterile devices, equipped with a gas autonomous propulsion system. Suitable for use with trocars of 5 mm in diameter.

Permettent d'appliquer Glubran 2 par nébulisation dans les procédures chirurgicales par laparoscopie et thoracosopie. Ce sont des dispositifs stériles à usage unique, équipés d'un système de propulsion autonome de gaz. Convient pour une utilisation avec des trocars de 5 mm de diamètre.

Nebulizzatore - Nebulizer - Nébuliseur

Ref.G2-NBT

Flessibile, Indicato per ottenere un'azione emostatica su grandi superfici, quando si voglia conseguire l'aerostasi, e più in generale, per sigillare e rinforzare linee di sutura.

Flexible, indicated to obtain haemostatic action on large surfaces, whenever it is necessary to achieve aerostasis, and more generally, to seal and strengthen suture lines.

Flexible, conseillé pour obtenir l'hémostase sur de grandes surfaces, lorsqu'on veut réaliser une aérostase, et plus généralement, sceller et renforcer les lignes de suture.



Nebulizzatore Small - Small Nebulizer - Nébuliseur Small

Ref.G2-NBT-SMALL

Flessibile, Indicato per ottenere un'azione emostatica anche su piccole superfici, quando si voglia conseguire l'aerostasi, per sigillare e rinforzare linee di sutura, e per poter applicare il prodotto in zone nascoste e difficili da raggiungere.

Flexible, indicated to obtain haemostatic action even on small surfaces, whenever it is necessary to achieve aerostasis, to seal and strengthen suture lines, and to apply the product in hidden and hard to reach areas.

Flexible, conseillé pour obtenir une action hémostatique sur de petites surfaces, lorsque l'on veut réaliser une aérostase pour sceller et renforcer les lignes de suture, et pour pouvoir positionner le produit en zones masquées et difficiles d'accès.



Nebulizzatore Rigido - Rigid Nebulizer - Nébuliseur rigide

Ref.G2-NBT-RIG

Flessibile Indicato per ottenere un'azione emostatica sia su piccole che grandi superfici, quando si voglia conseguire l'aerostasi, per sigillare e rinforzare linee di sutura, e per poter applicare il prodotto in zone nascoste e difficili da raggiungere.

Flexible, indicated to obtain haemostatic action on small and large surfaces, whenever it is necessary to achieve aerostasis, to seal and strengthen suture lines, and to apply the product in hidden and hard to reach areas.

Flexible, conseillé pour obtenir une action hémostatique sur de petites et de grandes surfaces, lorsque l'on veut réaliser une aérostase pour sceller et renforcer les lignes de suture, et pour pouvoir positionner le produit en zones masquées et difficiles d'accès.



Applicatori per Laparotomia

Applicators for laparotomy

Applicateurs de laparotomie

Consentono di applicare il Glubran 2 in forma nebulizzata in interventi chirurgici laparotomici. Sono dispositivi monouso, sterili, dotati di un sistema di propulsione gassosa autonomo.

They allow to apply Glubran 2 as spray forms in surgical laparotomic procedures. They are single-use, sterile devices, equipped with a gas autonomous propulsion system.

Permettent d'appliquer Glubran 2 par nébulisation dans les procédures chirurgicales par laparotomie. Ce sont des dispositifs stériles à usage unique, équipés d'un système de propulsion autonome de gaz.

Nebulizzatore Short

Nebulizer - Short

Nébuliseur - Short

Ref.G2-NBT-SHORT

Per grandi superfici.

For large surfaces.

Pour de grandes surfaces.



Nebulizzatore Short Small

Nebulizer Small Short

Nébuliseur Short Small

Ref.G2-NBT-SM-SHORT

Per piccole superfici.

For small surfaces.

Pour les petites surfaces.



GLUBRAN[®]2

COLLA CHIRURGICA DI ORIGINE SINTETICA
SYNTHETIC SURGICAL GLUE
COLLE CHIRURGICALE SYNTÉTIQUE



Glubran 2 ha ottenuto la **Certificazione CE** nel 1998 da parte dell'Organismo Notificato 0373 - **Istituto Superiore della Sanità Italiano**.

L'azienda **GEM srl** ha ottenuto le seguenti **Certificazioni di Qualità** da parte dell'Organismo Certificante **TUV Product Service** nell'anno 2006:

Glubran 2 obtained the **CE Certification** released by the **Istituto Superiore della Sanità Italiano (National Institute of Health - ISS)**, Notified Body 0373, in 1998.

GEM srl obtained the following **Quality Certifications** released by **TUV Product Service** in 2006:

Glubran 2 a obtenu la **Certification CE 0373**, délivrée par l'**Istituto Superiore della Sanità Italiano (Institut Supérieur de la Santé - ISS)** en 1998

La société **GEM srl** a obtenu les **Certifications de Qualité** ci-dessous, délivrées par l'Organisme de certifications **TUV Product Service** en 2006:

EN ISO 13485:2016

UNI EN ISO 9001:2015

TUV America Inc ISO 13485:2003





SOLUTION
COMES FROM
EVOLUTION

GEM S.r.l.

Via dei Campi 2 - PO Box 427 - 55049 Viareggio (LU) Italy
Tel. +39 0584 389784/391388 - Fax +39 0584 397904
www.gemitaly.it - info@gemitaly.it